



MARTÍ TOR[®]

Dermatitis de Contacto

desde 1975




AMPLIA GAMA DE ALERGENOS Y ACCESORIOS PARA PATCH TEST



Fabricación según normas
de calidad internacional
GMP, GLPC y PIC por brial
allergen gmbh

**Batería Estándar Española
con los alergenosen seleccionados
por el GEIDC**



**Soporte técnico y bibliográfico
a su disposición**

Registrados y autorizados por el
PEI (Paul-Ehrlich-Institute)

LABORATORIO MARTÍ TOR

Aragó, 387 - 08013 BARCELONA

Tel. +34 93 458 62 95 - Fax +34 93 457 51 91

info@martitor.com - www.martitor.com

Los **alergenos Martí Tor** se suministran en series completas (baterías) o bien individualmente. Nuestros alergenos sirven para parchear alrededor de 120-150 pacientes.

1. BATERÍA ESTÁNDAR ESPAÑOLA (según la recomendación del GEIDC)

De las alrededor de 3.700 sustancias con propiedades sensibilizantes conocidas, sólo un reducido grupo de ellas son responsables de la mayor parte de las alergias por contacto. Este pequeño grupo forma la batería estándar, cuya composición, concentraciones de alergenos y vehículos se realiza bajo las directrices del GEIDC. Se actualiza periódicamente (última actualización en 2003) en función de las modificaciones efectuadas por el Grupo.

Contenido

Ref.	Descripción	%	Vehículo
ST1	Alcoholes de lana	30%	vaselina
ST2	Bálsamo del Perú	25%	vaselina
ST3	Budesonide	0,01%	vaselina
ST4	Butilfenol formaldehído resina, p-terc	1%	vaselina
ST5	Cainas Mix ¹	7%	vaselina
ST6	Carbas Mix ²	3%	vaselina
ST7	Clioquinol (Vioformo)	5%	vaselina
ST8	Cobalto cloruro	1%	vaselina
ST9	Colofonia	20%	vaselina
ST10	Epoxi resina	1%	vaselina
ST11	Etilendiamina clorhidrato	1%	vaselina
ST12	Euxyl K-400 (Fenoxietanol+Dibromo-dicianobutano)	0,1%	vaselina
ST13	Fenilendiamina, p- (PPD)	1%	vaselina
ST14	Fenilisopropil-p-fenilendiamina (IPPD)	0,1%	vaselina
ST15	Formaldehído	1%	agua
ST16	Fragancias Mix ³	8%	vaselina
ST17	Kathon CG	100 ppm	agua
ST18	Lactonas Mix ⁴	0,1%	vaselina
ST19	Mercapto Mix ⁵	2%	vaselina
ST20	Mercaptobenzotiazol (MBT)	2%	vaselina
ST21	Mercurio	0,5%	vaselina
ST22	Neomicina sulfato	20%	vaselina
ST23	Niquel sulfato	5%	vaselina
ST24	Parabenos Mix (Metil, Etil, Propil, Butil à 4 %) ⁶	16%	vaselina
ST25	Potasio dicromato	0,5%	vaselina
ST26	Quaternium 15	1%	vaselina
ST27	Tiomersal (Timerosal, Mertiolate)	0,1%	vaselina
ST28	Tiuram Mix ⁷	1%	vaselina
ST29	Tixocortol pivalato	1%	vaselina

¹ Cainas Mix: cincocaína 1 % + ametocaína 1 % + benzocaína 5 %.

² Carbas Mix: 1,3 difenil guanidina, bis (dietilditiocarbamato) de cinc, bis (dibutilditiocarbamato) de cinc à 1 %.

³ Fragancias Mix: aldehido amilcinámico, aldehido cinámico, alcohol cinámico, musgo de encina absoluto, hidroxicitronelal, eugenol, isoeugenol, geraniol à 1 %.

⁴ Lactonas Mix: alantolactona, costunolide, dehidrocostuslactona à 0,033 %.

⁵ Mercapto Mix: n-ciclohexilbenzotiacilsulfenamida, morfolinilmercaptobenzotiazol, dibenzotiacildisulfuro à 0,66 %.

⁶ Parabenos Mix: metil paraben, etil paraben, propil paraben, butil paraben à 4 %.

⁷ Tiuram Mix: tetrametiltiuram disulfuro, tetrametiltiuram monosulfuro, tetrametiltiuram disulfuro, dipentametiltiuram disulfuro à 0,25 %.

BL1	Vaselina (Petrolato)	100%	
-----	----------------------	------	--

2. BATERÍAS ESPECIALES

Las series especiales se componen de alergenos agrupados por sus características químicas o por sus usos e incidencias profesionales. Contienen sustancias sensibilizantes empleadas actualmente en la industria española para la elaboración de cosméticos, medicamentos, perfumes, alimentos, insecticidas, materiales plásticos, etc. La selección de concentraciones y/o vehículos se efectúa de acuerdo con las especificaciones que aparecen en los textos especializados.

Ponemos a su disposición la siguiente colección de Baterías clasificadas según dos criterios:

A) BATERÍAS POR PRODUCTOS

Breve descripción del contenido de las baterías (para más detalles ver página 4)

Nom.	Descripción	Contenido
AE	ACEITES ESENCIALES	11 alergen
AO	ANTIOXIDANTES	7 alergen
CA	COLORANTES ALIMENTACIÓN	9 alergen
CT	COLORANTES TEXTILES	10 alergen
CV	COLORANTES VARIOS	3 alergen
CAN	CONSERVADORES-ANTIMICROBIANOS	26 alergen
COS	COSMÉTICOS	15 alergen
FIS	FILTROS SOLARES	9 alergen
FS	FOTOALERGENOS	13 alergen
LA	LÁTEX	1 alergen
AI	Medicamentos-AINES	14 alergen
AN	Medicamentos-ANESTÉSICOS	8 alergen
ANB	Medicamentos-ANTIBIÓTICOS	15 alergen
ANF	Medicamentos-ANTIFÚNGICOS	3 alergen
ANS	Medicamentos-ANTISÉPTICOS	9 alergen
COR	Medicamentos-CORTICOIDES	9 alergen
OFT	Medicamentos-OFTÁLMICOS	13 alergen
VA	Medicamentos-VARIOS	12 alergen
MEA	METACRILATOS-Adhesivos/Prótesis dentales	8 alergen
MEI	METACRILATOS-Imprenta	7 alergen
MEU	METACRILATOS-Uñas artificiales	6 alergen
MET	METALES	33 alergen
PYA	PERFUMES Y AROMAS	16 alergen
PB	PLANTAS Y BÁLSAMOS	9 alergen
PC	PLÁSTICOS Y COLAS	23 alergen
PIC	PRODUCTOS INDUSTRIA DEL CAUCHO	22 alergen
RE	RESINAS EPOXI	8 alergen
VE	VEHÍCULOS Y EMULGENTES	13 alergen

B) BATERÍAS PROFESIONALES

Breve descripción del contenido de las baterías (para más detalles ver página 12)

Nom.	Descripción	Contenido
AG	AGRICULTURA	8 alergen
CAL	CALZADO	12 alergen
DEN	DENTAL - PRÓTESIS DENTALES	21 alergen
PAS	PASTELERÍA - PANADERÍA	18 alergen
PEL	PELUQUERÍA	14 alergen
TAC	TALADRINAS Y ACEITES DE CORTE	25 alergen
TEX	TEXTIL	15 alergen

3. ALERGENOS SUELTOS

Para facilitar la búsqueda de los alergen adjuntamos una **lista ordenada alfabéticamente** de todos los alergen vendidos de forma individual y que están disponibles en la actualidad. Para su rápida localización, en dicha lista se indica las batería/s en las que se encuentra cada alergen.

(Ver lista completa en pág. 15 y siguientes)

4. NUEVA BATERÍA TRUE TEST

Test de diagnóstico para dermatitis de contacto listo para su uso. Contiene los 29 alergen más comunes.

Se presenta en kits para 10 pacientes con 2 paneles de 12 alergen cada uno y un tercer panel nuevo con 5 alergen (2 conservadores y 3 corticoides).

5. ACCESORIOS PARA PATCH TEST

- Finn Chamber - caja de 1.000 parches
- Curatest - caja de 500 parches
- Rotulador violeta Staedtler Noris 323 - marcador hipoalérgico
- Acetona - para el desengrasado de la piel previo a la aplicación del parche
- Micropore-rollo 5 m x 5 cm - esparadrapo hipoalergénico para la sujeción extra de los parches

DESCRIPCIÓN DE LAS BATERÍAS DE PRODUCTOS

ACEITES ESENCIALES

Ref.	Descripción	%	Vehículo
AE1	Esencia de bergamota	2%	vaselina
AE2	Esencia de canela	0,5%	vaselina
AE3	Esencia de cedro	10%	vaselina
AE4	Esencia de clavo	2%	vaselina
AE5	Esencia de eucaliptus	2%	vaselina
AE6	Esencia de laurel	2%	vaselina
AE7	Esencia de lemon grass	2%	vaselina
AE8	Esencia de limón	2%	vaselina
AE9	Esencia de neroli (Metilo antranilato)	2%	vaselina
AE10	Esencia de romero	0,5%	vaselina
AE11	Esencia de rosas	0,5%	vaselina

ANTIOXIDANTES

Ref.	Descripción	%	Vehículo
AO1	Butil hidroxianisol (BHA)	2%	vaselina
AO2	Butil hidroxitolueno (BHT)	2%	vaselina
AO3	Butilhidroquinona, terc-	1%	vaselina
AO4	Dodecilo galato (Lauril galato)	0,3%	vaselina
AO5	Octilo galato	0,3%	vaselina
AO6	Propilo galato	0,5%	vaselina
AO7	Sodio metabisulfito	1%	coca

COLORANTES ALIMENTACIÓN

Ref.	Descripción	%	Vehículo
CA1	Amaranto (E-123)	0,1%	coca/glicerina
CA2	Amarillo de Quinolina (E-104)	0,1%	coca/glicerina
CA3	Azorubina (E-122)	0,1%	etanol
CA4	Azul Patentado V (E-131)	0,25%	coca/glicerina
CA5	Carmín (E-120)	0,5%	coca/glicerina
CA6	Eritrosina B (E-127)	0,25%	vaselina
CA7	Negro Brillante BN (E-151)	0,1%	coca/glicerina
CA8	Rojo Cochinilla (E-124)	1%	coca/glicerina
CA9	Tartrazina (E-102)	1%	coca/glicerina

COLORANTES TEXTIL

Ref.	Descripción	%	Vehículo
CT1	Bismarck Brown R	0,5%	vaselina
CT2	Disperse Blue 124	1%	vaselina
CT3	Disperse Blue 3 (C.I. 61505)	1%	vaselina
CT4	Disperse Orange 3 (C.I. 11005)	1%	vaselina
CT5	Disperse Red 1 (C.I. 11110)	1%	vaselina
CT6	Disperse Red 11	1%	vaselina
CT7	Disperse Red 17 (C.I. 11210)	1%	vaselina
CT8	Disperse Yellow 3 (C.I. 11855)	1%	vaselina
CT9	Disperse Yellow 9 (C.I. 10375)	1%	vaselina
CT10	Naftol AS	1%	vaselina

COLORANTES VARIOS

Ref.	Descripción	%	Vehículo
CV1	Eosina	50%	vaselina
CV2	Fenolftaleína	0,5%	vaselina
CV3	Sudán III (Solvent red 23, C.I.26100)	1%	vaselina

CONSERVADORES Y ANTIMICROBIANOS

Ref.	Descripción	%	Vehículo
CAN1	Acido sórbico	2%	vaselina
CAN2	Benzalconio cloruro	0,1%	vaselina
CAN3	Benzotriazol	1%	vaselina
CAN4	Bithionol	1%	vaselina
CAN5	Bronopol (2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol)	0,5%	vaselina
CAN6	Butilo-p-hidroxibenzoato (Nipabutil)	3%	vaselina
CAN7	Cetilpiridinio cloruro	0,1%	vaselina
CAN8	Clorhexidina digluconato	0,5%	agua
CAN9	Cloroacetamida	0,2%	vaselina
CAN10	Clorocresol (PCMC)	1%	vaselina
CAN11	Cloroxilenol (PCMX)	1%	vaselina
CAN12	Clorquinaldol	5%	vaselina
CAN13	Diazolidinil urea (Germall II)	2%	vaselina
CAN14	Dibromodicianobutano (metildibromoglutaronitrilo, MDBGN)	0,1%	vaselina
CAN15	Dimetilol-dimetil-hidantoína (DMDM Hidantoína)	2%	agua
CAN16	Etilo-p-hidroxibenzoato (Nipagín A)	3%	vaselina
CAN17	Fenilmercurio acetato	0,05%	vaselina
CAN18	Fenilmercurio nitrato	0,01%	vaselina
CAN19	Fenoxietanol	1%	vaselina
CAN20	Glutaraldehído	0,3%	vaselina
CAN21	Hexaclorofeno	1%	vaselina
CAN22	Hexilresorcinol	0,25%	vaselina
CAN23	Imidazolidinil urea (Germall 115)	2%	vaselina
CAN24	Metilo-p-hidroxibenzoato (Nipagín M)	3%	vaselina
CAN25	Propilo-p-hidroxibenzoato (Nipasal M)	3%	vaselina
CAN26	Triclosan (Irgasan DP300)	2%	vaselina

COSMÉTICOS

Ref.	Descripción	%	Vehículo
COS1	Acido sórbico	2%	vaselina
COS2	Amerchol L-101	50%	vaselina
COS3	Butil hidroxianisol (BHA)	2%	vaselina
COS4	Butil hidroxitolueno (BHT)	2%	vaselina
COS5	Cloroacetamida	0,2%	vaselina
COS6	Clorocresol (PCMC)	1%	vaselina
COS7	Cloroxilenol (PCMX)	1%	vaselina
COS8	Cocamidopropilbetaína (Tegobetaína L-7)	1%	etanol/agua
COS9	Diazolidinil urea (Germall II)	2%	vaselina
COS10	Dimetilol-dimetil-hidantoína (DMDM Hidantoína)	2%	agua
COS11	Fenoxietanol	1%	vaselina
COS12	Imidazolidinil urea (Germall 115)	2%	vaselina
COS13	Propilo galato	0,5%	vaselina
COS14	Triclosan (Irgasan DP300)	2%	vaselina
COS15	Trietanolamina (Trolamina)	2,5%	vaselina

FILTROS SOLARES

Ref.	Descripción	%	Vehículo
FIS1	Acido aminobenzoico, p- (PABA)	10%	vaselina
FIS2	Acido fenilbencimidazolsulfónico (Eusolex 232)	10%	vaselina
FIS3	Benzofenona 4 (Sulisobenzona, Uvinul MS-40)	10%	vaselina
FIS4	Butil metoxidibenzoilmetano (Parsol 1789)	10%	vaselina
FIS5	Etilhexil-p-dimetilaminobenzoato (Octildimetil PABA, Escalol 507)	10%	vaselina
FIS6	Etilhexil-p-metoxicinamato (Octil metoxicinamato, Parsol MCX)	10%	vaselina
FIS7	Hidroxi-4-metoxibenzofenona (Eusolex 4360, Oxibenzona)	10%	vaselina
FIS8	Isoamil-p-metoxicinamato	10%	vaselina
FIS9	Metilbencilideno alcánfor (Eusolex 6300)	10%	vaselina

FOTOALERGENOS

Ref.	Descripción	%	Vehículo
FS1	Acido úsnico	0,1%	vaselina
FS2	Bálsamo del Perú	25%	vaselina
FS3	Bithionol	1%	vaselina
FS4	Clorhexidina digluconato	0,5%	agua
FS5	Clorpromacina cloruro	1%	vaselina
FS6	Hexaclorofeno	1%	vaselina
FS7	Maderas Mix	12%	vaselina
FS8	Fragancias Mix	8%	vaselina
FS9	Prometacina cloruro	2%	vaselina
FS10	Quinidina sulfato	1%	vaselina
FS11	Sulfanilamida	5%	vaselina
FS12	Triclorocarbanilida (Triclocarban, TCC)	1%	vaselina
FS13	Triclosan (Irgasan DP300)	2%	vaselina

LÁTEX

Ref.	Descripción	%	Vehículo
LA1	LÁTEX	4%	coca

MEDICAMENTOS-AINES

Ref.	Descripción	%	Vehículo
AI1	Acido acetilsalicílico	10%	vaselina
AI2	Bufexamac	5%	vaselina
AI3	Fenilbutazona	10%	vaselina
AI4	Fenilo salicilato (Salol)	1%	vaselina
AI5	Ibuprofeno	5%	vaselina
AI6	Indometacina	1%	vaselina
AI7	Metamizol (Dipirona)	1%	vaselina
AI8	Metilo salicilato	2%	vaselina
AI9	Naproxeno	5%	vaselina
AI10	Oxifenbutazona	10%	vaselina
AI11	Paracetamol	10%	vaselina
AI12	Propifenazona	1%	vaselina
AI13	Sodio diclofenaco	5%	vaselina
AI14	Piroxicam	1%	vaselina

MEDICAMENTOS-ANESTÉSICOS

Ref.	Descripción	%	Vehículo
AN1	Ametocaína cloruro (Tetracaína, Pantocaína)	1%	vaselina
AN2	Benzocaína (Anestesina)	5%	vaselina
AN3	Cincocaína cloruro (Dibucaína, Percaína)	5%	vaselina
AN4	Lidocaína (Xilocaína, Lignocaína)	15%	vaselina
AN5	Mepivacaína	1%	vaselina
AN6	Polidocanol	3%	vaselina
AN7	Procaína cloruro	2%	vaselina
AN8	Prilocaina	2,5%	vaselina

MEDICAMENTOS-ANTIBIÓTICOS

Ref.	Descripción	%	Vehículo
ANB1	Ampicilina	5%	vaselina
ANB2	Bacitracina	20%	vaselina
ANB3	Cloramfenicol	10%	vaselina
ANB4	Eritromicina	1%	vaselina
ANB5	Estreptomicina sulfato	5%	vaselina
ANB6	Gentamicina sulfato	20%	vaselina
ANB7	Kanamicina sulfato	10%	vaselina
ANB8	Metronidazol	1%	vaselina
ANB9	Neomicina sulfato	20%	vaselina
ANB10	Oxitetraciclina	3%	vaselina
ANB11	Penicilamina	1%	vaselina
ANB12	Polimixina B sulfato	3%	vaselina
ANB13	Sodio fusidato	2%	vaselina
ANB14	Sulfanilamida	5%	vaselina
ANB15	Tetraciclina clorhidrato	2%	vaselina

MEDICAMENTOS-ANTIFÚNGICOS

Ref.	Descripción	%	Vehículo
ANF1	Clotrimazol	5%	vaselina
ANF2	Nistatina	2%	vaselina
ANF3	Zinc piritiona	0,1%	vaselina

MEDICAMENTOS-ANTISÉPTICOS

Ref.	Descripción	%	Vehículo
ANS1	Benzalconio cloruro	0,1%	vaselina
ANS2	Clorquinaldol	5%	vaselina
ANS3	Glutaraldehído	0,3%	vaselina
ANS4	Hexaclarofeno	1%	vaselina
ANS5	Hexilresorcinol	0,25%	vaselina
ANS6	Povidona iodada	10%	agua
ANS7	Triclosan (Irgasan DP300)	2%	vaselina
ANS8	Yodo	0,5%	vaselina
ANS9	Etanol	70%	agua

MEDICAMENTOS-CORTICOIDES

Ref.	Descripción	%	Vehículo
COR1	Amcinonide	0,1%	vaselina
COR2	Betametasona-17-valerato	0,12%	vaselina
COR3	Budesonide	0,1%	vaselina
COR4	Clobetasol-17-propionato	0,25%	vaselina
COR5	Desoximetasona	1%	vaselina
COR6	Hidrocortisona	1%	vaselina
COR7	Hidrocortisona-17-butilato	0,1%	vaselina
COR8	Prednisolona	0,5%	vaselina
COR9	Triamcinolona acetato	0,1%	vaselina

MEDICAMENTOS-OFTÁLMICOS

Ref.	Descripción	%	Vehículo
OFT1	Atropina sulfato	1%	agua
OFT2	Benzalconio cloruro	0,1%	vaselina
OFT3	Clorhexidina digluconato	0,5%	agua
OFT4	Edetato disódico	1%	vaselina
OFT5	Fenilmercurio acetato	0,05%	vaselina
OFT6	Fenilmercurio nitrato	0,01%	vaselina
OFT7	Idoxuridina	1%	vaselina
OFT8	Papaína	1%	vaselina
OFT9	Pilocarpina cloruro	1%	etanol/glicerina
OFT10	Pindolol	2%	vaselina
OFT11	Polimixina B sulfato	3%	vaselina
OFT12	Propranolol cloruro	2%	vaselina
OFT13	Sodio cromoglicato	2%	vaselina

MEDICAMENTOS-VARIOS

Ref.	Descripción	%	Vehículo
VA1	Acido salicílico	5%	vaselina
VA2	Azufre precipitado	10%	vaselina
VA3	Benzoílo peróxido	1%	vaselina
VA4	Coaltar	5%	vaselina
VA5	Dexpantenol	5%	vaselina
VA6	Fenacetina	10%	vaselina
VA7	Mafenida	10%	vaselina
VA8	Mentol	1%	vaselina
VA9	Mercurio amoniacal	1%	vaselina
VA10	Nitrofurazona (Furacín)	1%	vaselina
VA11	Propantelina bromuro	5%	vaselina
VA12	Quinina sulfato	25%	vaselina

METACRILATOS-ADHESIVOS/PROT.DENTALES

Ref.	Descripción	%	Vehículo
MEA1	BIS-GMA (Hidroximetacriloxipropoxi fenilpropano)	2%	vaselina
MEA2	Butanodiol dimetacrilato	2%	vaselina
MEA3	Etilenglicol dimetacrilato	2%	vaselina
MEA4	Hidroxietil metacrilato	1%	vaselina
MEA5	Hidroxipropil metacrilato	2%	vaselina
MEA6	Metil metacrilato	2%	vaselina
MEA7	Trietilenglicol dimetacrilato	2%	vaselina
MEA8	Uretano dimetacrilato	2%	vaselina

METACRILATOS-IMPRESA

Ref.	Descripción	%	Vehículo
MEI1	BIS-EMA (Metacriloxietoxi fenilpropano)	2%	vaselina
MEI2	Etilenglicol dimetacrilato	2%	vaselina
MEI3	Hidroxietil acrilato	0,1%	vaselina
MEI4	Hidroxietil metacrilato	1%	vaselina
MEI5	Hidroxipropil metacrilato	2%	vaselina
MEI6	Metil metacrilato	2%	vaselina
MEI7	Trietilenglicol dimetacrilato	2%	vaselina

METACRILATOS-UÑAS ARTIFICIALES

Ref.	Descripción	%	Vehículo
MEU1	Butil acrilato	0,1%	vaselina
MEU2	Etilenglicol dimetacrilato	2%	vaselina
MEU3	Hidroxietil acrilato	0,1%	vaselina
MEU4	Hidroxietil metacrilato	1%	vaselina
MEU5	Hidroxipropil metacrilato	2%	vaselina
MEU6	Trietilenglicol dimetacrilato	2%	vaselina

METALES

Ref.	Descripción	%	Vehículo
MET1	Amonio tetracloroplatinato	0,25%	vaselina
MET2	Cadmio cloruro	0,5%	vaselina
MET3	Cobre sulfato	2%	vaselina
MET4	Estaño (II) cloruro	0,5%	vaselina
MET5	Hierro (III) cloruro	2%	vaselina
MET6	Paladio cloruro	1%	vaselina
MET7	Tiosulfato de sodio y oro	0,25%	vaselina
MET8	Titanio óxido	0,1%	vaselina
MET9	Zinc cloruro	1%	vaselina
MET10	Neodimio (III) cloruro	1%	vaselina
MET11	Samario (III) cloruro	1,5%	vaselina
MET12	Germanio (IV) cloruro	2%	vaselina
MET13	Galio (III) cloruro	5%	vaselina
MET14	Indio cloruro	1%	vaselina
MET15	Berilio (II) cloruro	1%	vaselina
MET16	Tántalo cloruro	1%	vaselina
MET17	Iridio (III) cloruro	1%	vaselina
MET18	Rodio cloruro	2%	vaselina
MET19	Platino cloruro	1%	vaselina
MET20	Plata nitrato	1%	vaselina
MET21	Tungsteno metal	5%	vaselina
MET22	Molibdeno cloruro	0,5%	vaselina
MET23	Cesio cloruro	2%	vaselina
MET24	Magnesio cloruro	2%	vaselina
MET25	Manganeso cloruro	0,5%	vaselina
MET26	Niobio cloruro	0,2%	vaselina
MET27	Vanadio cloruro	0,2%	vaselina
MET28	Antimonio cloruro	1%	vaselina
MET29	Estroncio cloruro	2%	vaselina
MET30	Telurio cloruro	2%	vaselina
MET31	Iterbio sulfato	2%	vaselina
MET32	Itrio óxido	2%	vaselina
MET33	Rutenio óxido	2%	vaselina

PERFUMES Y AROMAS

Ref.	Descripción	%	Vehículo
PYA1	Alcohol bencílico	1%	vaselina
PYA2	Alcohol cinámico	1%	vaselina
PYA3	Aldehído amilcinámico	1%	vaselina
PYA4	Aldehído cinámico	1%	vaselina
PYA5	Aldehído salicílico	2%	vaselina
PYA6	Bencilo cinamato	5%	vaselina
PYA7	Bencilo salicilato	1%	vaselina
PYA8	Benzaldehído	5%	vaselina
PYA9	Eugenol	1%	vaselina
PYA10	Geraniol	1%	vaselina
PYA11	Hidroxicitronelal	1%	vaselina
PYA12	Isoeugenol	1%	vaselina
PYA13	Musgo de encina absoluto	1%	vaselina
PYA14	Musk ambrette (Almizcle ambreta)	5%	vaselina
PYA15	Vainillina	10%	vaselina
PYA16	Lyrál	5%	vaselina

PLANTAS Y BÁLSAMOS

Ref.	Descripción	%	Vehículo
PB1	Acido úsnico	0,1%	vaselina
PB2	Alfa-pineno	15%	vaselina
PB3	Bálsamo Tolú	20%	vaselina
PB4	Brea de Pino	3%	vaselina
PB5	Dipenteno (d,l-limoneno)	2%	vaselina
PB6	Musgo de encina absoluto	1%	vaselina
PB7	Primina	0,01%	vaselina
PB8	Propolis	10%	vaselina
PB9	Trementina peróxido	0,3%	vaselina

PLÁSTICOS Y COLAS

Ref.	Descripción	%	Vehículo
PC1	Acido abiético	10%	vaselina
PC2	Benzoílo peróxido	1%	vaselina
PC3	Butilcatecol-p-terciario	1%	vaselina
PC4	Butilfenol, p-Terc.	1%	vaselina
PC5	Butil acrilato	0,1%	vaselina
PC6	Dietilhexil ftalato (Dioctilo ftalato)	5%	vaselina
PC7	Dietilo ftalato	5%	vaselina
PC8	Difenilmetano diisocianato	1%	vaselina
PC9	Difenil tiourea	1%	vaselina
PC10	Dimetilo ftalato	5%	vaselina
PC11	Dimetil-p-toluidina	2%	vaselina
PC12	Epiclorhidrina	0,1%	vaselina
PC13	Etil hexil acrilato	0,1%	vaselina
PC14	Fenilo isocianato	0,1%	vaselina
PC15	Fenilo salicilato (Salol)	1%	vaselina
PC16	Fenol formaldehido resina	5%	vaselina
PC17	Hidroquinona	1%	vaselina
PC18	Toluendiisocianato	1%	vaselina
PC19	Toluensulfonamida formaldehído resina	10%	vaselina
PC20	Tricresilo fosfato (Tritolil fosfato)	5%	vaselina
PC21	Trifenilo fosfato	5%	vaselina
PC22	Butilglicidil éter	0,25%	vaselina
PC22	Fenilglicidil éter	0,25%	vaselina

PRODUCTOS INDUSTRIA DEL CAUCHO

Ref.	Descripción	%	Vehículo
PIC1	Ciclohexil tioftalimida	1%	vaselina
PIC2	Diaminodifenilmetano	0,5%	vaselina
PIC3	Dibenzotiacil disulfuro (MBTS)	1%	vaselina
PIC4	Dibutil tiourea	1%	vaselina
PIC5	Difenil guanidina (DPG)	1%	vaselina
PIC6	Difenil tiourea	1%	vaselina
PIC7	Difenil-p-fenilenodiamina (DPPD)	0,25%	vaselina
PIC8	Dihidroxidifenilo (DOD)	0,1%	vaselina
PIC9	Dipentametilentiuram disulfuro (PTD)	0,25%	vaselina
PIC10	Dodecilmercaptan	0,1%	vaselina
PIC11	Fenil-beta-naftilamina (PBN)	1%	vaselina
PIC12	Hexametilentetramina (Metenamina)	1%	vaselina
PIC13	Hidroquinona monobenciléter (Monobenzona)	1%	vaselina
PIC14	Fenilisopropil-p-fenilendiamina (IPPD)	0,1%	vaselina
PIC15	Mercaptobencimidazol	1%	vaselina
PIC16	Morfolinilmercapto benzotiazol (MOR)	1%	vaselina
PIC17	Ciclohexil benzotiacil sulfenamida, N- (CBS)	1%	vaselina
PIC18	Tetraetiltiuram disulfuro (TETD, Disulfiram)	0,25%	vaselina
PIC19	Tetrametiltiuram disulfuro (TMTD)	0,25%	vaselina
PIC20	Tetrametiltiuram monosulfuro (TMTM)	0,25%	vaselina
PIC21	Zinc dibutilditiocarbamato (ZBC)	1%	vaselina
PIC22	Zinc dietilditiocarbamato (ZDC)	1%	vaselina

RESINAS EPOXI

Ref.	Descripción	%	Vehículo
RE1	Bisphenol A	1%	vaselina
RE2	Diaminodifenilmetano	0,5%	vaselina
RE3	Eter cresilglicídico	0,25%	vaselina
RE4	Hexametilentetramina (Metenamina)	1%	vaselina
RE5	Isoforone diamina (IPD)	0,5%	vaselina
RE6	Trietilentetramina	0,5%	vaselina
RE7	Butilglicidil éter	0,25%	vaselina
RE8	Fenilglicidil éter	0,25%	vaselina

VEHÍCULOS Y EMULGENTES

Ref.	Descripción	%	Vehículo
VE1	Alcohol bencílico	1%	vaselina
VE2	Alcohol cetilestearílico (Lanette N)	20%	vaselina
VE3	Amerchol L-101	50%	vaselina
VE4	Cocamidopropilbetaína (Tegobetaína L-7)	1%	etanol/agua
VE5	Eucerín	100%	
VE6	Isopropilo miristato	10%	vaselina
VE7	Lanolina	30%	vaselina
VE8	Polietilenglicol (PEG, Carbowax)	100%	
VE9	Polioxietilensorbitan monooleato (Polisorbato 80, Tween 80)	10%	vaselina
VE10	Polioxietilensorbitan monopalmítico (Polisorbato 40, Tween 40)	10%	vaselina
VE11	Propilenglicol (1,2-Propanodiol)	20%	agua
VE12	Sorbitan sesquioleato (Arlacel C)	20%	vaselina
VE13	Trietanolamina (Trolamina)	2,5%	vaselina

DESCRIPCIÓN DE BATERÍAS PROFESIONALES

AGRICULTURA

Ref.	Descripción	%	Vehículo
AG1	Cloramfenicol	10%	vaselina
AG2	Cobre sulfato	2%	vaselina
AG3	Estreptomina sulfato	5%	vaselina
AG4	Fenilmercurio acetato	0,05%	vaselina
AG5	Fenilmercurio nitrato	0,01%	vaselina
AG6	Mercurio amoniacal	1%	vaselina
AG7	Resorcinol	1%	vaselina
AG8	Tetrametiluram disulfuro (TMTD)	0,25%	vaselina

CALZADO

Ref.	Descripción	%	Vehículo
CAL1	Acid Yellow 36 (C.I. 13065)	1%	vaselina
CAL2	Aminoazobenceno, p- (Solvent Yellow 1, C.I. 11000)	1%	vaselina
CAL3	Bismarck Brown R	0,5%	vaselina
CAL4	Ciclohexil benzotiacil sulfenamida, N- (CBS)	1%	vaselina
CAL5	Dibutil tiourea	1%	vaselina
CAL6	Difenil guanidina (DPG)	1%	vaselina
CAL7	Difenil tiourea	1%	vaselina
CAL8	Disperse Orange 3 (C.I. 11005)	1%	vaselina
CAL9	Dodecilmercaptan	0,1%	vaselina
CAL10	Glutaraldehído	0,3%	vaselina
CAL11	Hidroquinona monobenciléter (Monobenzona)	1%	vaselina
CAL12	Fenilisopropil-p-fenilendiamina (IPPD)	0,1%	vaselina

DENTAL-PRÓTESIS DENTALES

Ref.	Descripción	%	Vehículo
DEN1	Amalgama	5%	vaselina
DEN2	Ametocaína cloruro (Tetracaína, Pantocaína)	1%	vaselina
DEN3	Amonio tetracloroplatinato	0,25%	vaselina
DEN4	Benzoílo peróxido	1%	vaselina
DEN5	BIS-GMA (hidroximetacriloxipropoxi fenilpropano)	2%	vaselina
DEN6	Bisphenol A	1%	vaselina
DEN7	Cobre sulfato	2%	vaselina
DEN8	Dimetil p-toluidina	2%	vaselina
DEN9	Etilenglicol dimetacrilato	2%	vaselina
DEN10	Eugenol	1%	vaselina
DEN11	Hidroquinona	1%	vaselina
DEN12	Hidroxipropil metacrilato	2%	vaselina
DEN13	Mentol	1%	vaselina
DEN14	Mercurio amoniacal	1%	vaselina
DEN15	Metil metacrilato	2%	vaselina
DEN16	Paladio cloruro	1%	vaselina
DEN17	Potasio dicianoaurato	0,002%	vaselina
DEN18	Tiosulfato de sodio y oro	0,25%	vaselina
DEN19	Titanio óxido	0,1%	vaselina
DEN20	Trietilenglicol dimetacrilato	2%	vaselina
DEN21	Uretano dimetacrilato	2%	vaselina

PASTELERÍA-PANADERÍA

Ref.	Descripción	%	Vehículo
PAS1	Acido benzoico	5%	vaselina
PAS2	Acido sórbico	2%	vaselina
PAS3	Alcohol cinámico	1%	vaselina
PAS4	Aldehído cinámico	1%	vaselina
PAS5	Amonio persulfato	2,5%	vaselina
PAS6	Benzoílo peróxido	1%	vaselina
PAS7	Butil hidroxianisol (BHA)	2%	vaselina
PAS8	Butil hidroxitolueno (BHT)	2%	vaselina
PAS9	Dipenteno (d,l-Limoneno)	2%	vaselina
PAS10	Dodecilo galato (Lauril galato)	0,25%	vaselina
PAS11	Esencia de canela	0,5%	vaselina
PAS12	Eugenol	1%	vaselina
PAS13	Isoeugenol	1%	vaselina
PAS14	Mentol	2%	vaselina
PAS15	Octilo galato	0,3%	vaselina
PAS16	Propilo galato	0,5%	vaselina
PAS17	Sodio benzoato	5%	vaselina
PAS18	Vainillina	10%	vaselina

PELUQUERÍA

Ref.	Descripción	%	Vehículo
PEL1	Aminodifenilamina, p-	0,25%	vaselina
PEL2	Aminofenol, 3-	1%	vaselina
PEL3	Aminofenol, p-	1%	vaselina
PEL4	Amonio persulfato	2,5%	vaselina
PEL5	Amonio tioglicolato	1%	vaselina
PEL6	Cloroacetamida	0,2%	vaselina
PEL7	Cocamidopropilbetaína (Tegobetaína L-7)	1%	etanol/agua
PEL8	Glicerilo monotioglicolato	1%	vaselina
PEL9	Hidroquinona	1%	vaselina
PEL10	Nitro-p-fenilendiamina	1%	vaselina
PEL11	Pirogalol	1%	vaselina
PEL12	Resorcinol	1%	vaselina
PEL13	Tetrametiltiuram disulfuro (TMTD)	0,25%	vaselina
PEL14	Toluendiamina sulfato, p-	1%	vaselina

TALADRINAS Y ACEITES DE CORTE

Ref.	Descripción	%	Vehículo
TAC1	Acido abiético	10%	vaselina
TAC2	Alcohol cetilestearílico (Lanette N)	20%	vaselina
TAC3	Amerchol L 101	50%	vaselina
TAC4	Aminoazobenceno, p- (Solvent Yelow 1, C.I.11000)	1%	vaselina
TAC5	Benzoisotiazolinona (Proxel)	0,1%	vaselina
TAC6	Benzotriazol	1%	vaselina
TAC7	Bioban CS 1135	1%	vaselina
TAC8	Bioban CS 1246	1%	vaselina
TAC9	Bioban P 1487	1%	vaselina
TAC10	Bronopol (2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol)	0,5%	vaselina
TAC11	Cloroacetamida	0,2%	vaselina
TAC12	Clorocresol (PCMC)	1%	vaselina
TAC13	Cloroxilenol (PCMX)	1%	vaselina
TAC14	Dibromodicianobutano (metildibromoglutaronitrilo, MDBGN)	0,1%	vaselina
TAC15	Diclorofeno	0,5%	vaselina
TAC16	Dietanolamida de coco	0,5%	vaselina
TAC17	Dipenteno (d,l-Limoneno)	2%	vaselina
TAC18	Fenoxietanol	1%	vaselina
TAC19	Hidrazina sulfato	1%	vaselina
TAC20	Isopropilo miristato	10%	vaselina
TAC21	Propilenglicol (1,2-Propanodiol)	20%	agua
TAC22	Triclorocarbanilida (Triclocarban, TCC)	1%	vaselina
TAC23	Triclosan (Irgasan DP300)	2%	vaselina
TAC24	Tricresilo fosfato (Tritolil fosfato)	5%	vaselina
TAC25	Trietanolamina (Trolamina)	2,5%	vaselina

TEXTIL

Ref.	Descripción	%	Vehículo
TEX1	Acid Yellow 36 (C.I. 13065)	1%	vaselina
TEX2	Aminoazobenceno, p- (Solvent Yelow C.I. 11000)	1%	vaselina
TEX3	Aminofenol, p-	1%	vaselina
TEX4	Bismarck Brown R	0,5%	vaselina
TEX5	Disperse Blue 3 (C.I. 61505)	1%	vaselina
TEX6	Disperse Orange 3 (C.I. 11005)	1%	vaselina
TEX7	Disperse Red 1 (C.I. 11110)	1%	vaselina
TEX8	Disperse Red 11	1%	vaselina
TEX9	Disperse Red 17 (C.I. 11210)	1%	vaselina
TEX10	Disperse Yellow 3 (C.I. 11855)	1%	vaselina
TEX11	Disperse Yellow 9 (C.I. 10375)	1%	vaselina
TEX12	Glutaraldehído	0,3%	vaselina
TEX13	Hexametilentetramina (Metenamina)	1%	vaselina
TEX14	Naftol AS	1%	vaselina
TEX15	Tetrametiltiuram disulfuro (TMTD)	0,25%	vaselina

LISTADO DE ALERGENOS SUELTOS (ALFABÉTICO ESPAÑOL-INGLÉS)

Descripción español	English description	%	Vehículo	REFERENCIAS
Acid Yellow 36 (C.I. 13065)	acid Yellow 36 (C.I. 13065)	1%	vaselina	CAL1 TEX1
Acido abiético	abietic acid	10%	vaselina	PC1 TAC1
Acido acetilsalicílico	acetylsalicylic acid	10%	vaselina	AI1
Acido aminobenzoico, p- (PABA)	4-aminobenzoic acid	10%	vaselina	FIS1
Acido benzoico	benzoic acid	5%	vaselina	PAS1
Acido fenilbenzimidazolsulfónico (Eusolex 232)	phenylbenzimidazol-5-sulfonic acid	10%	vaselina	FIS2
Acido salicílico	salicylic acid	5%	vaselina	VA1
Acido sórbico	sorbic acid	2%	vaselina	CAN1 COS1 PAS2
Acido úsnico	usnic acid	0,1%	vaselina	FS1 PB1
Alcohol bencílico	benzyl alcohol	1%	vaselina	PYA1 VE1
Alcohol cetilsteárico (Lanette N)	cetyl stearylalcohol	20%	vaselina	TAC2 VE2
Alcohol cinámico	cinnamic alcohol	1%	vaselina	PAS3 PYA2
Alcoholes de lana	wool alcohols	30%	vaselina	ST1
Aldehído amilcinámico	amylcinnamic aldehyde	1%	vaselina	PYA3
Aldehído cinámico	cinnamic aldehyde	1%	vaselina	PAS4 PYA4
Aldehído salicílico	salicylic aldehyde	2%	vaselina	PYA5
Alfa-pineno	alpha-pinene	15%	vaselina	PB2
Amalgama	amalgam	5%	vaselina	DEN1
Amaranto (E-123)	amaranth	0,1%	coca/glicerina	CA1
Amarillo de Quinolina (E-104)	quinoline yellow	0,1%	coca/glicerina	CA2
Aminonide	amcinonide	0,1%	vaselina	COR1
Amerchol L 101	amerchol L 101	50%	vaselina	TAC3 COS2 VE3
Ametocaina cloruro (Tetracaína, Pantocaina)	tetracaine hydrochloride	1%	vaselina	AN1 DEN2
Aminoazobenceno, p- (Solvent Yellow 1, C.I. 11000)	4-aminoazobenzene	1%	vaselina	TAC4 TEX2 CAL2
Aminodifenilamina, p-	p-aminodiphenylamine	0,25%	vaselina	PEL1
Aminofenol, 3-	3-aminophenol	1%	vaselina	PEL2
Aminofenol, p-	4-aminophenol	1%	vaselina	PEL3 TEX3
Amonio persulfato	ammonium persulfate	2,5%	vaselina	PAS5 PEL4
Amonio tetracloroplatinato	ammonium tetrachloroplatinate	0,25%	vaselina	MET1 DEN3
Amonio tioglicolato	ammonium thioglycolate	1%	vaselina	PEL5
Ampicilina	ampicillin	5%	vaselina	ANB1
Antimonio cloruro	antimony chloride	1%	vaselina	MET28
Atropina sulfato	atropine sulfate	1%	agua	OFT1
Azorubina (E-122)	azorubine	0,1%	etanol	CA3
Azufre precipitado	sulphur precipitated	10%	vaselina	VA2
Azul Patentado V (E-131)	patent blue	0,25%	coca/glicerina	CA4
Bacitracina	bacitracin	20%	vaselina	ANB2
Bálsamo del Perú	peru balsam	25%	vaselina	FS2 ST2
Bálsamo Tolú	tolu balsam	20%	vaselina	PB3
Bencilo cinamato	benzyl cinnamate	5%	vaselina	PYA6
Bencilo salicilato	benzyl salicylate	1%	vaselina	PYA7
Benzalconio cloruro	benzalkonium chloride	0,1%	vaselina	ANS1 CAN2 OFT2
Benzaldehído	benzaldehyde	5%	vaselina	PYA8
Benzocaina (Anestesia)	benzocaine	5%	vaselina	AN2
Benzofenona 4 (Sulisobenzona, Uvinul MS-40))	2-hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid (sulisobenzone, Uvinul MS-40)	10%	vaselina	FIS3
Benzoílo peróxido	benzoyl peroxide	1%	vaselina	DEN4 PAS6 PC2 VA3
Benzisotiazolinona (Proxel)	1,2-benzisothiazolin-3-one	0,1%	vaselina	TAC5
Benzotriazol	1H-benzotriazole	1%	vaselina	CAN3 TAC6
Berilio (II) cloruro	beryllium (II) chloride	1%	vaselina	MET15
Betametasona-17-valerato	bethametasone-17-valerate	0,12%	vaselina	COR2
Bioban CS 1135	bioban CS 1135	1%	vaselina	TAC7
Bioban CS 1246	bioban CS 1246	1%	vaselina	TAC8
Bioban P 1487	bioban P 1487	1%	vaselina	TAC9
BIS-EMA (Metacriloxietoxi fenilpropano)	2,2-bis(4-(2-methacryloxyethoxyphenyl) propane	2%	vaselina	MEI1
BIS-GMA (Hidroximetacriloxipropoxi fenilpropano)	2,2-bis(4-(2-hydroxy-3-methacryloxy-propoxyphenyl) propane	2%	vaselina	DEN5 MEA1
Bismarck Brown R	Bismarck Brown R	0,5%	vaselina	CAL3 CT1 TEX4
Bisphenol A	bisphenol A	1%	vaselina	DEN6 RE1
Bithionol	bithionol	1%	vaselina	CAN4 FS3
Brea de Pino	pine tar	3%	vaselina	PB4
Bronopol (2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol)	2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol	0,5%	vaselina	CAN5 TAC10
Budesonide	budesonide	0,1%	vaselina	COR3
Budesonide	budesonide	0,01%	vaselina	ST3
Bufexamac	bufexamac	5%	vaselina	AI2
Butanodiol dimetacrilato	1,4-butanediol-dimethacrylate	2%	vaselina	MEA2

Descripción español	English description	%	Vehículo	REFERENCIAS
Butil acrilato	n-butyl acrylate	0,1%	vaselina	MEU1 PC5
Butil hidroxianisol (BHA)	butylated hydroxyanisole	2%	vaselina	COS3 PAS7 AO1
Butil hidroxitolueno (BHT)	butylated hydroxytoluene	2%	vaselina	AO2 COS4 PAS8
Butil metoxidibenzoilmetano (Parsol 1789)	4-tert-butyl-4'-methoxy dibenzoylmethane	10%	vaselina	FIS4
Butilcatecol-p-terciario	4-tert-butyl catechol	1%	vaselina	PC3
Butilfenol formaldehído resina, p-Terc.	4-tert-butylphenol formaldehyde resin	1%	vaselina	ST4
Butilfenol, p-Terc.	4-tert-butylphenol	1%	vaselina	PC4
Butilglicidil éter	butyl glycidyl ether	0,25%	vaselina	PC22 RE7
Butilhidroquinona, terc-	tert-butyl hydroquinone	1%	vaselina	AO3
Butilo-p-hidroxibenzoato (Nipabutil)	butyl-4-hydroxybenzoate	3%	vaselina	CAN6
Cadmio cloruro	cadmium chloride	0,5%	vaselina	MET2
Cainas Mix	caine mix	7%	vaselina	ST5
Carbas Mix	carba mix	3%	vaselina	ST6
Carmin (E-120)	carmine	0,5%	coca/glicerina	CA5
Cesio cloruro	cesium chloride	2%	vaselina	MET23
Cetilpiridinio cloruro	cetylpyridinium chloride	0,1%	vaselina	CAN7
Ciclohexil benzotiacil sulfenamida, N- (CBS)	n-cyclohexyl-2-benzothiazyl sulphenamide	1%	vaselina	CAL4 PIC17
Ciclohexil tioftalimida	n-(cyclohexylthio) phthalimide	1%	vaselina	PIC1
Cincocaína cloruro (Dibucaína, Percaína)	dibucaine hydrochloride	5%	vaselina	AN3
Clioquinol (Vioformo)	clioquinol (vioform)	5%	vaselina	ST7
Clobetasol-17-propionato	clobetasol-17-propionate	0,25%	vaselina	COR4
Cloramfenicol	chloramphenicol	10%	vaselina	AG1 ANB3
Clorhexidina digluconato	chlorhexidine digluconate	0,5%	agua	CAN8 FS4 OFT3
Cloroacetamida	2-chloro-acetamide	0,2%	vaselina	CAN9 COS5 PEL6 TAC11
Clorocresol (PCMC)	4-chloro-3-cresol	1%	vaselina	CAN10 COS6 TAC12
Cloroxilenol (PCMX)	4-chloro-3,5-xilenol	1%	vaselina	CAN11 COS7 TAC13
Clorpromacina cloruro	chlorpromazine hydrochloride	1%	vaselina	F55
Clorquinaldol	chlorquinaldol	5%	vaselina	ANS2 CAN12
Clotrimazol	clotrimazole	5%	vaselina	ANF1
Coaltar	coal tar	5%	vaselina	VA4
Cobalto cloruro	cobalt chloride	1%	vaselina	ST8
Cobre sulfato	copper sulfate	2%	vaselina	AG2 DEN7 MET3
Cocamidopropilbetaina (Tegobetaina L-7)	cocamidopropyl betaine	1%	etanol/agua	PEL7 COS8 VE4
Colofonia	colophony	20%	vaselina	ST9
Desoximetasona	desoxymethasone	1%	vaselina	COR5
Dexpantenol	dexpanthenol	5%	vaselina	VA5
Diaminodifenilmetano	4,4'-diaminodiphenylmethane	0,5%	vaselina	PIC2 RE2
Diazolidinil urea (Germall II)	2,5-diazolidinylurea	2%	vaselina	CAN13 COS9
Dibenzotiacil disulfuro (MBTS)	dibenzothiazyl disulfide	1%	vaselina	PIC3
Dibromodicianobutano (metildibromoglutaronitrilo, MDBGN)	1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane	0,1%	vaselina	TAC14 CAN14
Dibutil tiourea	dibutyl thiourea	1%	vaselina	CAL5 PIC4
Diclorofeno	dichlorophene	0,5%	vaselina	TAC15
Dietanolamida de coco	coconut diethanolamide	0,5%	vaselina	TAC16
Dietilhexil ftalato (Dioctilo ftalato)	bis-(2-ethylhexyl) phthalate	5%	vaselina	PC6
Dietilo ftalato	diethyl phthalate	5%	vaselina	PC7
Difenil guanidina (DPG)	n,n'-diphenylguanidine	1%	vaselina	CAL6 PIC5
Difenil tiourea	n,n'-diphenylthiourea	1%	vaselina	CAL7 PC9 PIC6
Difenilmetano diisocianato	diphenylmethane-4,4-diisocyanate	1%	vaselina	PC8
Difenil-p-fenilenodiamina (DPPD)	n,n'-diphenyl-4-phenylenediamine	0,25%	vaselina	PIC7
Dihidroxidifenilo (DOD)	4,4'-dihydroxybiphenyl	0,1%	vaselina	PIC8
Dimetil p-toluidina	n,n-dimethyl-4-toluidine	2%	vaselina	DEN8 PC11
Dimetilo ftalato	dimethyl phthalate	5%	vaselina	PC10
Dimetilol-dimetil-hidantoína (DMDM Hidantoína)	DMDM hydantoin	2%	agua	CAN15 COS10
Dipentametilentiamur disulfuro (PTD)	dipentamethylenethiuram disulphide	0,25%	vaselina	PIC9
Dipenteno (d,l-Limoneno)	dipentene	2%	vaselina	PAS9 PB5 TAC17
Disperse Blue 124	Disperse Blue 124	1%	vaselina	CT2
Disperse Blue 3 (C.I. 61505)	Disperse Blue 3 (C.I. 61505)	1%	vaselina	CT3 TEX5
Disperse Orange 3 (C.I. 11005)	Disperse Orange 3 (C.I. 11005)	1%	vaselina	CT4 CAL8 TEX6
Disperse Red 1 (C.I. 11110)	Disperse Red 1 (C.I. 11110)	1%	vaselina	CT5 TEX7
Disperse Red 11	Disperse Red 11	1%	vaselina	CT6 TEX8
Disperse Red 17 (C.I. 11210)	Disperse Red 17 (C.I. 11210)	1%	vaselina	CT7 TEX9
Disperse Yellow 3 (C.I. 11855)	Disperse Yellow 3 (C.I. 11855)	1%	vaselina	CT8 TEX10
Disperse Yellow 9 (C.I. 10375)	Disperse Yellow 9 (C.I. 10375)	1%	vaselina	CT9 TEX11
Dodecil mercaptan	dodecyl mercaptan	0,1%	vaselina	PIC10 CAL9
Dodecilo galato (Lauril galato)	dodecyl gallate	0,3%	vaselina	AO4 PAS10
Edetato disódico	disodium edetate	1%	vaselina	OFT4
Eosina	eosine	50%	vaselina	CV1
Epiclorhidrina	epichlorohydrin	0,1%	vaselina	PC12

Descripción español	English description	%	Vehículo	REFERENCIAS
Epoxi resina	epoxy resin	1%	vaselina	ST10
Eritromicina	erythromycin	1%	vaselina	ANB4
Eritrosina B (E-127)	erythrosine-B	0,25%	vaselina	CA6
Esencia de bergamota	oil of bergamot	2%	vaselina	AE1
Esencia de canela	cinnamon oil	0,5%	vaselina	AE2 PAS11
Esencia de cedro	oil cedar	10%	vaselina	AE3
Esencia de clavo	oil of cloves	2%	vaselina	AE4
Esencia de eucaliptus	oil of eucalyptus	2%	vaselina	AE5
Esencia de laurel	oil of laurel	2%	vaselina	AE6
Esencia de lemmon grass	oil of lemmon grass	2%	vaselina	AE7
Esencia de limón	oil of lemmon	2%	vaselina	AE8
Esencia de neroli (Metilo antranilato)	oil neroli	2%	vaselina	AE9
Esencia de romero	oil of rosemary	0,5%	vaselina	AE10
Esencia de rosas	oil of rose	0,5%	vaselina	AE11
Estaño (II) cloruro	tin (II) chloride	0,5%	vaselina	MET4
Estreptomicina sulfato	streptomycin sulfate	5%	vaselina	AG3 ANB5
Estroncio cloruro	strontium chloride	2%	vaselina	MET29
Etanol	etanol	70%	agua	ANS9
Eter cresilglicídico	cresyl glycidyl ether	0,25%	vaselina	RE3
Etil hexil acrilato	2-ethylhexyl acrylate	0,1%	vaselina	PC13
Etilendiamina clorhidrato	ethylenediamine dihydrochloride	1%	vaselina	ST11
Etilenglicol dimetacrilato	ethyleneglycol dimethacrylate	2%	vaselina	DEN9 MEA3 MEI2 MEU2
Etilhexil-p-dimetilaminobenzoato (Octildimetil PABA, Escalol 507)	2-ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate	10%	vaselina	FIS5
Etilhexil-p-metoxicinamato (Octil metoxicinamato, Parsol MCX)	2-ethylhexyl-4-methoxycinnamate	10%	vaselina	FIS6
Etilo-p-hidroxibenzoato (Nipagin A)	ethyl-4-hydroxybenzoate	3%	vaselina	CAN16
Eucerin	eucerin	100%		VE5
Eugenol	eugenol	1%	vaselina	DEN10 PAS12 PYA9
Euxyl K-400 (Fenoxietanol+Dibromo-dicianobutano)	euxyl K 400 (phenoxyethanol + 1,2-dibromodicyanobutane)	0,1%	vaselina	ST12
Fenacetina	phenacetin	10%	vaselina	VA6
Fenil-beta-naftilamina (PBN)	phenyl-beta-naphthylamine	1%	vaselina	PIC11
Fenilbutazona	phenylbutazone	10%	vaselina	AI3
Fenilendiamina, p- (PPD)	4-phenylenediamine	1%	vaselina	ST13
Fenilglicidil éter	phenyl glycidyl ether	0,25%	vaselina	PC23 RE8
Fenilisopropil-p-fenilendiamina (IPPD)	n-isopropyl-n-phenyl-4-phenylenediamine	0,1%	vaselina	PIC14 CAL12 ST14
Fenilmercurio acetato	phenylmercuric acetate	0,05%	vaselina	AG4 CAN17 OFT5
Fenilmercurio nitrato	phenylmercuric nitrate	0,01%	vaselina	AG5 CAN18 OFT6
Fenilo isocianato	phenyl isocyanate	0,1%	vaselina	PC14
Fenilo salicilato (Salol)	phenyl salicylate	1%	vaselina	AI4 PC15
Fenol formaldehído resina	phenol formaldehyde resin	5%	vaselina	PC16
Fenoltaleína	phenolphthalein	0,5%	vaselina	CV2
Fenoxietanol	phenoxyethanol	1%	vaselina	CAN19 COS11 TAC18
Formaldehído	formaldehyde	1%	agua	ST15
Fragancias Mix	fragrance mix	8%	vaselina	FS8 ST16
Galio (III) cloruro	gallium (III) chloride	5%	vaselina	MET13
Gentamicina sulfato	gentamicin sulfate	20%	vaselina	ANB6
Geraniol	geraniol	1%	vaselina	PYA10
Germanio (IV) cloruro	germanium (IV) chloride	2%	vaselina	MET12
Glicerilo monotioglicolato	glyceryl monothioglycolate	1%	vaselina	PEL8
Glutaraldehído	glutaraldehyde	0,3%	vaselina	ANS3 CAL10 CAN20 TEX12
Hexaclorofeno	hexachlorophene	1%	vaselina	ANS4 CAN21 FS6
Hexametilentetramina (Metenamina)	hexamethylenetetramine (methenamine)	1%	vaselina	PIC12 RE4 TEX13
Hexilresorcinol	hexylresorcinol	0,25%	vaselina	ANS5 CAN22
Hidrazina sulfato	hydrazine sulfate	1%	vaselina	TAC19
Hidrocortisona	hydrocortisone	1%	vaselina	COR6
Hidrocortisona-17-butilato	hydrocortisone-17-butyrate	0,1%	vaselina	COR7
Hidroquinona	hydroquinone	1%	vaselina	DEN11 PC17 PEL9
Hidroquinona monobenciléter (Monobenzona)	hydroquinone monobenzylether	1%	vaselina	CAL11 PIC13
Hidroxi-4-metoxibenzofenona (Eusolex 4360, Oxibenzona)	2-hydroxy-4-methoxybenzophenone	10%	vaselina	FIS7
Hidroxicitronelal	hydroxycitronellal	1%	vaselina	PYA11
Hidroxietil acrilato	hydroxyethyl acrylate	0,1%	vaselina	MEI3 MEU3
Hidroxietil metacrilato	hydroxyethyl methacrylate	1%	vaselina	MEA4 MEI4 MEU4
Hidroxiopropil metacrilato	hydroxypropyl methacrylate	2%	vaselina	DEN12 MEA5 MEI5 MEU5
Hierro (III) cloruro	ferric chloride	2%	vaselina	MET5

Descripción español	English description	%	Vehículo	REFERENCIAS
Ibuprofeno	ibuprofen	5%	vaselina	AI5
Idoxuridina	idoxuridine	1%	vaselina	OFT7
Imidazolidinil urea (Germall 115)	imidazolidinyl urea	2%	vaselina	CAN23 COS12
Indio cloruro	indium chloride	1%	vaselina	MET14
Indometacina	indomethacin	1%	vaselina	AI6
Iridio (III) cloruro	iridium (III) chloride	1%	vaselina	MET17
Isoamil-p-metoxicinamato	isoamyl p-methoxycinnamate	10%	vaselina	FIS8
Isoeugenol	isoeugenol	1%	vaselina	PAS13 PYA12
Isoforone diamina (IPD)	isophorone diamine	0,5%	vaselina	RE5
Isopropilo miristato	isopropyl myristate	10%	vaselina	TAC20 VE6
Iterbio sulfato	ytterbium sulfate	2%	vaselina	MET31
Itrio óxido	yttrium oxide	2%	vaselina	MET32
Kanamicina sulfato	kanamycin sulfate	10%	vaselina	ANB7
Kathon CG	kathon CG	100 ppm	agua	ST17
Lactonas Mix	lactones mix	0,1%	vaselina	ST18
Lanolina	lanolin	30%	vaselina	VE7
Látex	latex	4%	coca	LA1
Lidocaina (Xilocaina, Lignocaina)	lidocaine	15%	vaselina	AN4
Lyrál	lyral	5%	vaselina	PYA16
Maderas Mix	wood mix	12%	vaselina	FS7
Mafenida	mafenide	10%	vaselina	VA7
Magnesio cloruro	magnesium chloride	2%	vaselina	MET24
Manganeso cloruro	manganese chloride	0,5%	vaselina	MET25
Mentol	menthol	1%	vaselina	DEN13 PAS14 VA8
Mepivacaína-HCl	mepivacaine-HCl	1%	vaselina	AN5
Mercapto Mix	mercapto mix	2%	vaselina	ST19
Mercaptobenzimidazol	2-mercaptobenzimidazole	1%	vaselina	PIC15
Mercaptobenzotiazol (MBT)	2-mercaptobenzothiazole	2%	vaselina	ST20
Mercurio	mercury	0,5%	vaselina	ST21
Mercurio amoniaco	amoniated mercury	1%	vaselina	AG6 DEN14 VA9
Metamizol (Dipirona)	metamizole	1%	vaselina	AI7
Metil metacrilato	methyl methacrylate	2%	vaselina	DEN15 MEA6 MEI6
Metilbencilideno alcánfor (Eusolex 6300)	3-(4'-methylbenzylidene) camphor	10%	vaselina	FIS9
Metilo salicilato	methyl salicylate	2%	vaselina	AI8
Metilo-p-hidroxibenzoato (Nipagín M)	methyl-p-hydroxybenzoate	3%	vaselina	CAN24
Metronidazol	metronidazole	1%	vaselina	ANB8
Molibdeno cloruro	molybdene chloride	0,5%	vaselina	MET22
Morfolinilmercapto benzotiazol (MOR)	morpholinyl mercaptobenzothiazole	1%	vaselina	PIC16
Musgo de encina absoluto	oak moss absolute	1%	vaselina	PB6 PYA13
Musk ambrette (Almizcle ambreta)	musk ambrette	5%	vaselina	PYA14
Naftol AS	naphtol AS	1%	vaselina	CT10 TEX14
Naproxeno	naproxen	5%	vaselina	AI9
Negro Brillante BN (E-151)	brilliant black	0,1%	coca/glicerina	CA7
Neodimio (III) cloruro	neodymium (III) chloride	1%	vaselina	MET10
Neomicina sulfato	neomycin sulfate	20%	vaselina	ANB9 ST22
Niobio cloruro	niobium chloride	0,2%	vaselina	MET26
Níquel sulfato	nickel sulfate	5%	vaselina	ST23
Nistatina	nystatin	2%	vaselina	ANF2
Nitrofurazona (Furacín)	nitrofurazone	1%	vaselina	VA10
Nitro-p-fenilenediamina	nitro-p-phenylenediamine	1%	vaselina	PEL10
Octilo galato	octyl gallate	0,3%	vaselina	AO5 PAS15
Oxifenbutazona	oxyphenbutazone	10%	vaselina	AI10
Oxitetraciclina	oxytetracycline	3%	vaselina	ANB10
Paladio cloruro	palladium chloride	1%	vaselina	DEN16 MET6
Papaína	papain	1%	vaselina	OFT8
Parabenos Mix (Metil, Etil, Propil, Butil aa 4 %)	paraben mix	16%	vaselina	ST24
Paracetamol	paracetamol	10%	vaselina	AI11
Penicilamina	penicillamine	1%	vaselina	ANB11
Pilocarpina cloruro	pilocarpine hydrochloride	1%	etanol/glicerina	OFT9
Pindolol	pindolol	2%	vaselina	OFT10
Pirogalol	pyrogallol	1%	vaselina	PEL11
Piroxicam	piroxicam	1%	vaselina	AI14
Plata nitrato	silver nitrate	1%	vaselina	MET20
Platino cloruro	platine chloride	1%	vaselina	MET19
Polietilenglicol 400 (PEG, Carbowax)	polyethylene glycol 400	100%		VE8
Polimixina B sulfato	polymixin B sulfate	3%	vaselina	ANB12 OFT11

Descripción español	English description	%	Vehículo	REFERENCIAS
Polioxi-etilensorbitan monooleato (Polisorbato 80, Tween 80)	polyoxyethylenesorbitan monooleate	10%	vaselina	VE9
Polioxi-etilensorbitan monopalmitato (Polisorbato 40, Tween 40)	polyoxyethylenesorbitan monopalmitate	10%	vaselina	VE10
Potasio dicianoaurato	potassium dicyanoaurate	0,002%	vaselina	DEN17
Potasio dicromato	potassium dichromate	0,5%	vaselina	ST25
Povidona iodada	povidone-iodine	10%	agua	ANS6
Prednisolona	prednisolone	0,5%	vaselina	COR8
Prilocaina	prilocaine	2,5%	vaselina	AN8
Primina	primin	0,01%	vaselina	PB7
Procaína cloruro	procaine hydrochloride	2%	vaselina	AN7
Prometacina cloruro	promethazine hydrochloride	2%	vaselina	FS9
Propranolol cloruro	propranolol hydrochloride	2%	vaselina	OFT12
Propantelina bromuro	propantheline bromide	5%	vaselina	VA11
Propifenazona	propyphenazone	1%	vaselina	AI12
Propilenglicol (1,2-Propanodiol)	propylene glycol	20%	agua	VE11 TAC21
Propilo galato	propyl gallate	0,5%	vaselina	AO6 COS13 PAS16
Propilo-p-hidroxibenzoato (Nipazol M)	propyl-4-hydroxybenzoate	3%	vaselina	CAN25
Propolis	propolis	10%	vaselina	PB8
Quaternium 15	1-(3-chloroallyl)-2,5,7-triaza-1-azonia-adamantane chloride	1%	vaselina	ST26
Quinidina sulfato	quinidine sulfate	1%	vaselina	FS10
Quinina sulfato	quinine sulfate	25%	vaselina	VA12
Resorcinol	resorcinol	1%	vaselina	AG7 PEL12
Rodio cloruro	rhodium chloride	2%	vaselina	MET18
Rojo Cochinilla (E-124)	cochine red	1%	coca/glicerina	CA8
Rutenio óxido	ruthenium oxide	2%	vaselina	MET33
Samario (III) cloruro	samarium (III) chloride	1,5%	vaselina	MET11
Sodio benzoato	sodium benzoate	5%	vaselina	PAS17
Sodio cromoglicato	sodium cromoglycate	2%	vaselina	OFT13
Sodio diclofenaco	sodium diclofenac	5%	vaselina	AI13
Sodio fusidato	sodium fusidate	2%	vaselina	ANB13
Sodio metabisulfito	sodium metabisulfite	1%	coca	AO7
Sorbitan sesquioleato (Arlacel C)	sorbitan sesquioleate	20%	vaselina	VE12
Sudán III (Solvent red 23, Cl.26100)	sudán III (Solvent red 23, Cl.26100)	1%	vaselina	CV3
Sulfanilamida	sulfanilamide	5%	vaselina	ANB14 FS11
Tántalo cloruro	tantal chloride	1%	vaselina	MET16
Tartrazina (E-102)	tartrazine	1%	coca/glicerina	CA9
Telurio cloruro	tellurium chloride	2%	vaselina	MET30
Tetraciclina clorhidrato	tetracycline hydrochloride	2%	vaselina	ANB15
Tetraetiltiuram disulfuro (TETD, Disulfiram)	tetraethylthiuram disulfide	0,25%	vaselina	PIC18
Tetrametiltiuram disulfuro (TMTD)	tetramethylthiuram disulfide	0,25%	vaselina	AG8 PEL13 PIC19 TEX15
Tetrametiltiuram monosulfuro (TMTM)	tetramethylthiuram monosulfide	0,25%	vaselina	PIC20
Tiomersal (Timerosal, Mertiolate)	thimerosal (merthiolate)	0,1%	vaselina	ST27
Tiosulfato de sodio y oro	goldsodium thiosulfate	0,25%	vaselina	DEN18 MET7
Titanio óxido	titanium oxide	0,1%	vaselina	DEN19 MET8
Tiuram mix	thiuram mix	1%	vaselina	ST28
Tixocortol pivalato	tixocortol-21-pivalate	1%	vaselina	ST29
Toluendiamina sulfato, p-	toluene-2,5-diamine sulfate	1%	vaselina	PEL14
Toluendiisocianato	toluene-2,4-diisocyanate	1%	vaselina	PC18
Toluensulfonamida formaldehído resina	toluenesulfonamide formaldehyde resin	10%	vaselina	PC19
Trementina peróxido	turpentine peroxide	0,3%	vaselina	PB9
Triamcinolona acetónico	triamcinolone acetonide	0,1%	vaselina	COR9
Triclorocarbanilida (Triclorcarban, TCC)	3,4,4'-trichloro carbanilide	1%	vaselina	FS12 TAC22
Triclosan (Irgasan DP300)	triclosan	2%	vaselina	ANS7 CAN26 COS14 FS13 TAC23
Tricresilo fosfato (Tritolil fosfato)	tricresyl phosphate	5%	vaselina	TAC24 PC20
Trietanolamina (Trolamina)	triethanolamine	2,5%	vaselina	COS15 TAC25 VE13
Trietilenglicol dimetacrilato	triethyleneglycol dimethacrylate	2%	vaselina	DEN20 MEA7 MEI7 MEU6
Trietilentetramina	triethylenetetramine	0,5%	vaselina	RE6
Trifenilo fosfato	triphenyl phosphate	5%	vaselina	PC21
Tungsteno metal	wolfram	5%	vaselina	MET21
Uretano dimetacrilato Di-	urethane dimethacrylate Di-	2%	vaselina	DEN21 MEA8
Vainillina	vanillin	10%	vaselina	PAS18 PYA15
Vanadio cloruro	vanadium chloride	0,2%	vaselina	MET27
Vaselina (Petrolato)	petrolatum	100%		BL1
Yodo	iodine	0,5%	vaselina	ANS8
Zinc cloruro	zinc chloride	1%	vaselina	MET9
Zinc dibutilditiocarbamato (ZBC)	zinc dibutylthiocarbamate	1%	vaselina	PIC21
Zinc dietilditiocarbamato (ZDC)	zinc diethylthiocarbamate	1%	vaselina	PIC22
Zinc piritona	zinc pyrithione	0,1%	vaselina	ANF3



MARTÍ TOR®
Dermatitis de Contacto
desde 1975

LABORATORIO MARTÍ TOR
Aragó, 387 - 08013 BARCELONA
Tel. +34 93 458 62 95 Fax +34 93 457 51 91
info@martitor.com - www.martitor.com